




PassGo

Teststation

Startmenü

Grundfunktionen der App

Wähle zwischen der **automatischen Erfassung** einer Person durch den Scan ihres QR-Codes, der **manuellen Aufnahme** oder dem **Aufrufen des Testverzeichnisses**.




Daten einer Person erfassen

Automatische Erfassung

Um die Daten einer Person automatisch zu erfassen, **scanne den QR-Code aus der PassGo App**. Alle Daten werden nun sicher auf deine PassGo Teststation App übermittelt.

Der **Datenabgleich** mit einem Ausweisdokument wird empfohlen. Besondere Beachtung liegt auf einer **gültigen Telefonnummer**.




Daten einer Person erfassen

Manuelle Erfassung

Um die Daten einer Person manuell zu erfassen,


fülle das Registrierungsformular mit den persönlichen Daten der Testperson aus.



Zuweisen einer Test-ID

Eindeutige Identifizierung

Wurden alle Daten der Person übernommen, sollte zur eindeutigen Identifizierung des Tests eine Test-ID zugewiesen werden. Dies erfolgt **automatisch über den Scan eines QR-Codes** oder über eine **manuelle** Eingabe.




Zuweisen einer Test-ID

Automatische Zuweisung mit QR-Code

Um dem angezeigten Datensatz eine Test-ID zuzuweisen, **scanne einen validen QR-Code mit einer integrierten Test-ID.**


Diese QR-Codes werden von uns bereitgestellt.



Zuweisen einer Test-ID

Manuelle Zuweisung


Um dem angezeigten Datensatz manuell eine Test-ID zuzuweisen, **erstelle eine eindeutige, individuelle Test-ID**. Die Test-ID wird nach der Eingabe zugewiesen.



Zuweisen einer Test-ID

Kontrolle der Daten


Nach der Zuweisung der Test-ID sollten die **Daten der Person abschließend kontrolliert werden**. Die vergebene Test-ID kann nachträglich über das nebenstehende Stift-Symbol noch geändert werden.



Testverzeichnis

Ausstehende Befunde


Nach dem Speichern des Datensatzes werden im Testverzeichnis werden unter der Rubrik "ausstehend" **alle erfassten Personen ohne Befund aufgelistet**. Soll ein Befund einer bestimmten Person zugewiesen werden, muss nur der Eintrag in der Liste ausgewählt oder der QR-Code des Tests erneut gescannt werden.



Zuweisen des Befundes

Abschließen des Testprozesses


Steht der Befund einer Person fest, so kann dieser einfach und sicher durch das **Auswählen von "negativ" oder "positiv"** gespeichert und an die entsprechende Person und ggf. ein zuständiges Gesundheitsamt übermittelt werden.



Testverzeichnis

Getestete Personen


Im Testverzeichnis werden unter der Rubrik "getestet" **alle erfassten Personen mit einem Befund aufgelistet**. Durch das Auswählen eines Eintrags aus der Liste oder das Scannen des zugewiesenen Test-ID QR-Codes, können die Daten einer Person erneut eingesehen werden. Alle Daten werden jeweils nach 24h automatisiert gelöscht.



Testverzeichnis

Ausdruck

Das Einstellen eines Befundes bei **manuell erfassten** Personen veranlasst den **Versand eines PDF's** für den **Ausdruck** an die hinterlegte Mail Adresse der Gruppe.





PassGo

Teststation